

Résultat d'un gel d'électrophorèse

A l'aide du diagramme d'analyse du gel d'électrophorèse, interpréter les schémas des gels obtenus au laboratoire précédemment

N° du puits	ADN	Solution d'amplification utilisée pour la PCR
1	ADN extrait d'un aliment végétal non OGM (fourni par le kit)	SAP
2		SAO
3	ADN extrait d'un aliment à tester	SAP
4		SAO
5	ADN contrôle OGM+ (fourni par le kit)	SAP
6		SAO
7	Indicateur de taille	




Diagramme d'analyse du gel d'électrophorèse

